

受託検査結果 閲覧システム


VETELOOP

診察室
でも



外出先
でも

自宅
でも

- 受託検査の結果をオンラインで確認できる
 - レポートで、時系列の推移が見やすい
 - 報告書のダウンロードと印刷ができる



院内検査機器の測定結果を
報告書としてその場で印刷できる



院内検査結果 管理システム

VETELCOOP Plus

受託検査結果 閲覧システム

VETELOOP

総合検査結果

FUJIFILM 富士フィルム VETシステムズ株式会社

VETELOOP

受付日：カルテNo. オーナー名：ペット名：年齢／性別／分類：依頼情報

生化学検査、血液学・糞便検査、尿検査、その他

総合検査のみ ○複数も □複数も

折れ線グラフ

結果一覧

2023/07/04 00000-1 富士 フジコ 適応 メス 痛

依頼

■血球学・糞便検査

2023/07/04 2023/07/04 2023/07/04 2023/07/04

12.9 µmol/L 16.2 12.9 22.3

12.9 12.9 16.2 12.9

結果と合わせて折れ線グラフで表示

受託検査の結果をオンラインで閲覧できるVETELOOP(ベテループ)。自宅から出先から、いつでもどこでも、お手持ちのPCやタブレットで検査結果を閲覧できます。

健康診断結果



病理診断書

病理番号 P22-14383

病 理 診 断 書

受付日：2023/07/04

動物名：タロウちゃん

年齢：4歳10ヶ月

性別：雄

カルテNo.00000-2

採取部位：頭部、右前肢伸側、右眼下眼瞼

診断：

多発性の皮膚肥細胞腫 Multiple cutaneous mast cell tumors

所見：

提出された頭部・眼瞼部・四肢等の皮膚表面には、大小の皮膚腫瘍が散在して存在しています。腫瘍組織は中等度の好性あるいは高悪性傾向があり、円形～楕円形の正染色核、小型の核小体を有しています。高倍率10倍野の細胞の核分裂像は認められません。腫瘍細胞の血管浸潤像は認められません。

富士 VETELOOP 健康診断報告書

富士	性別	性別	年齢	性別	性別	性別
ジロウ	♂	♂	4歳10ヶ月	♂	♂	♂
犬	♂	♂	♂	♂	♂	♂
性別	性別	性別	性別	性別	性別	性別
1.6	0.7	1.9	1.5	1.2	1.3	1.3
0.1 mg/dL	0.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
AST (GPT)	17	17	29	21	33	33
ALT (GOT)	57	44	37	48	48	48
ALP	19	8	22	22	22	22
γ-GTP	7	0	6	7	15	15
LDH	52	50	62	44	46	46
乳酸脱氶素	14.5 mg/dL	29.1	21.1	14.6	21.9	21.9
アルブミン	0.59 mg/dL	0.6	0.6	0.65	0.65	0.65
γ-GT	146 mg/dL	115	337	118	117	113
中性脂肪	10.4 mg/dL	23	19	10	9	9
コレステロール	3.0 mg/dL	8	5.0	4.1	2.5	4.1
血糖	109 mg/dL	75	128	103	100	96
ALP (B)	140	140	63	72	72	72
γ-GTP (B)	138	141	141	137	140	138
ALP (I)	103 mg/dL	102	117	103	106	104
γ-GT (I)	4.8 mg/dL	3.9	5.5	4.3	4.7	4.3

富士ドライケム等の院内検査機器と接続し、測定時に個体の紐づけを行うことで、検査結果を専用PC内で閲覧、報告書印刷ができるVETELOOP Plus(ベテループプラス)。VETELOOPと併用することで、さらに使いやすくなります。

院内検査結果 管理システム

VETELOOP Plus

機能のご紹介▼

※VETELOOP Plusのご利用に際し、当社にて専用PCをご準備いたします。ご利用には設置費、月額料金がかかります。

1 検査結果を報告書としてその場で印刷できる

- 院内検査の結果が出次第、専用PCから報告書を印刷できます。(過去履歴の掲載なし)
- 報告書には動物病院様の名称やロゴ画像の掲載が可能です。

検査ID: 20230519-001
カルテNo. 00000-1
オーナー名: 富士
ペット名: フジコ
性別: 雄
年齢: 11歳 11ヶ月
性別: 雄
受付日: 2023/05/28
発行日: 2023/05/28

検査名: 測定結果 単位 参考基準範囲 L H

GPT-PS: 140 U/L 22 - 84 — ▲

GOT-PS: 45 U/L 18 - 51 — ○

ALP-PS: 155 U/L 27 - 125 — ▲

2 VETELOOPに検査結果を集約し、検査結果がオンラインで確認できる

- VETELOOP Plusの専用PCに保存された院内検査機器の測定結果は、VETELOOPにも共有され、受託検査と合わせてWEB上で確認できます。
- 参考基準範囲が共用化されている項目は同一項目として、院内/受託を合わせた検査結果の推移をトレンドグラフで確認できます。
- 検査結果がWEB上に蓄積されるため、動物病院内に紙媒体での保管が不要で、管理が簡単です。



富士フィルムVETシステムズ株式会社

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1 ネオ・シティ三鷹12F

お問い合わせ先

新規事業推進部
TEL:0422-26-7364(平日9:30~18:00)

VETELOOP、VETELOOP Plusは当社ホームページでもご紹介しております。右のQRコードよりぜひご覧ください。なお同ページより、VETELOOPのご利用お申し込みが可能です。詳しいご紹介をご希望される方は、お近くの営業所までご連絡ください。

