



富士ドライケム

***DRI-CHEM*** 試薬・消耗品



## 検体容器



1.5mL



0.5mL

富士チューブ(ヘパリン)

4547410-24639-1

1.5mL×500本／1箱 ¥11,000

4547410-24640-7

0.5mL×500本／1箱 ¥11,000



1.5mL



0.5mL

富士チューブ(ブレイン)

4547410-24641-4

1.5mL×500本／1箱 ¥7,500

4547410-24642-1

0.5mL×500本／1箱 ¥7,500



富士チューブ(凝固促進タイプ+分離剤)

4547410-24814-2

1.2mL×200本／1箱 ¥12,400



富士チューブ(EDTA-2K)

4547410-24818-0

0.5mL×200本／1箱 ¥8,800



ICカップ

ICシリーズ用

4547410357066

25個×2／1箱 ¥5,700

## チップ、希釈用カップ



オートチップ

4547410-03219-2

96本×6ラック／1箱 ¥7,200



クリーンチップ

4902520-07593-2

96本×6ラック／1箱 ¥6,100



混合カップ

4902520-59237-8

50個／1箱 ¥4,000



混合カップS

4902520-60047-9

100個／1箱 ¥1,500

## 機種別消耗品適合表

|          | NX700V<br>NX600V<br>7000VZ | NX500V<br>4000V | 3500V<br>3000V | AU10V |
|----------|----------------------------|-----------------|----------------|-------|
| 富士チューブ各種 | ○                          | ○               | ○              | ○     |
| オートチップ   | ○                          | ○               | —              | ○     |
| クリーンチップ  | —                          | —               | ○              | —     |
| 混合カップ    | ○                          | —               | —              | —     |
| 混合カップS   | —                          | ○               | ○              | —     |

## プリンター用紙



### FDCプリンター用紙

富士ドライケム (800V除く)、AU10V用

4525324-10011-4

6巻入り／1箱 ¥2,640



### FDC800用 プリンター用紙

富士ドライケム800V用

4525324-10012-1

10巻入り／1箱 ¥5,200

## その他



### 小型遠心分離機 AcNo-3

4525324-10019-0

¥43,000



### 電解質用ピペット

¥61,000



### ワトソンピペッター

10  $\mu$ L ¥5,500

### 光源ランプ

富士ドライケム用 (800V除く)  
¥13,000

4525324-10015-2

### Oリング

富士ドライケム (800V除く)、  
AU10V用  
4個入り ¥2,610

375H0005B

## コントロール液



### QP-L

4902520-05651-1

冷凍

3mL×6本／1箱 ¥10,800

コントロールLレベル

※血清、血漿スライド用

### QP-H

4902520-07587-1

冷凍

3mL×6本／1箱 ¥10,800

コントロールHレベル

※血清、血漿スライド用



### QN

4902520-59024-4

冷蔵

3mL×2本／1箱 ¥2,000

アンモニアコントロール液



### QE

4902520-07592-5

冷蔵

1mL×10本／1箱 ¥2,000

電解質コントロール液

※v-Na-K-Clスライド用

## スクリーニングスライド



**対象機種** 富士ドライケム NX700V / NX600V / NX500V / 7000VZ / 4000Vシリーズ

※演算項目は富士ドライケム NXシリーズの機器設定変更により出力可能です。

|      | スクリーニング 15                                                                        | スクリーニング 7                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      | 犬・猫用スクリーニング                                                                       | 術前検査                                       |
| 構成項目 | TP ALB GPT/ALT ALP GGT TBIL<br>TCHO GLU BUN CRE IP Ca<br>GLOB* ALB/GLOB* BUN/CRE* | TP GPT/ALT ALP GLU BUN CRE<br>BUN/CRE*     |
| 包装単位 | 12枚×6包装<br>72枚/1箱<br>4547410436259 ￥11,000                                        | 6枚×12包装<br>72枚/1箱<br>4547410436242 ￥11,330 |

※演算項目

## 単項目 50枚包装



**血清・血漿用** 50枚/1箱 **冷蔵**

イヌ・ネコ用

**v-GLU-P** 4547410485578  
グルコースキット ￥6,100

**v-BUN-P** 4547410485592  
尿素窒素キット ￥7,200

**v-CRE-P** 4547410485462  
クレアチニンキット ￥8,800

**v-TCHO-P** 4547410485615  
コレステロールキット ￥12,100

**v-TBIL-P** 4547410485639  
総ビリルビンキット ￥7,200

**v-Ca-P** 4547410485653  
カルシウムキット ￥7,200

**v-IP-P** 4547410485677  
無機リンキット ￥12,100

**v-TP-P** 4547410485660  
総蛋白キット ￥7,200

**v-ALB-P** 4547410485646  
アルブミンキット ￥7,200

**v-GGT-P** 4547410485585  
ガンマグルタミルトランスペプチダーゼキット ￥9,400

**v-GOT/AST-P** 4547410485561  
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼキット ￥11,000

**v-GPT/ALT-P** 4547410485554  
アラニンアミノトランスフェラーゼキット ￥11,000

**v-ALP-P** 4547410485608  
アルカリ性フォスファターゼキット ￥7,200

**v-LIP-P** 4547410485684  
リパーゼキット ￥15,500

単項目 24枚包装



|                           |               |    |
|---------------------------|---------------|----|
| 血清・血漿用                    | 24枚／1箱        | 冷蔵 |
| イヌ・ネコ用                    |               |    |
| <b>v-TG-P</b>             | 4547410485622 |    |
| トリグリセライドキット               | ¥4,500        |    |
| <b>v-Mg-P</b>             | 4547410485691 |    |
| マグネシウムキット                 | ¥5,800        |    |
| 血漿用                       |               |    |
| <b>v-NH<sub>3</sub>-P</b> | 4547410436426 |    |
| アンモニアキット                  | ¥9,240        |    |

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| <b>v-CPK-P</b> | 4547410436303 |  |
| クレアチンキナーゼキット   | ¥4,500        |  |
| <b>v-LDH-P</b> | 4547410436297 |  |
| 乳酸脱水素酵素キット     | ¥4,500        |  |
| <b>v-AMY-P</b> | 4547410485707 |  |
| アミラーゼキット       | ¥4,850        |  |



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 血清・血漿用          | 冷蔵            |
| イヌ用             |               |
| <b>vc-CRP-P</b> | 4547410178470 |
| 50枚／1箱          | ¥19,100       |
| イヌC反応性蛋白キット     |               |



|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| <b>検体希釈液 DL</b> | 4547410-22835-9 | 冷蔵 |
| 32mL×5本／1箱      | ¥3,600          |    |
| vc-CRP-P用検体希釈液  |                 |    |



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 血清・血漿・全血用              | 冷蔵              |
| イヌ・ネコ用                 |                 |
| <b>v-Na-K-Cl</b>       | 4547410436266   |
| 50枚／1箱                 | ¥14,000         |
| ナトリウム・カリウム・クロールキット     |                 |
| ※電解質参照液 (RE) 20mL×1本入り |                 |
| <b>電解質参照液 RE</b>       | 4902520-79074-3 |
| 20mL×1本／1箱             | ¥900            |
| 電解質参照液                 |                 |



富士ドライケム IMMUNO AU10V 専用カートリッジ 冷蔵

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| 血清・血漿用        | 10テスト／1箱 |               |
| <b>vf-SAA</b> | ネコ用      | 4547410401882 |
| 血清アミロイドA      | ¥15,000  |               |
| <b>v-T4</b>   | イヌ・ネコ用   | 4547410178944 |
| サイロキシシン       | ¥21,100  |               |
| <b>vc-TSH</b> | イヌ用      | 4547410178975 |
| 甲状腺刺激ホルモン     | ¥36,000  |               |
| <b>v-COR</b>  | イヌ用      | 4547410263145 |
| コルチゾール        | ¥22,000  |               |
| <b>v-TBA</b>  | イヌ・ネコ用   | 4547410323726 |
| 総胆汁酸          | ¥15,000  |               |
| <b>v-PRG</b>  | イヌ用      | 4547410379143 |
| プロゲステロン       | ¥33,000  |               |

富士ドライケムスライド（動物用体外診断用医薬品）

| 一般的名称                                         | 販売名                              | 届出番号        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 血液検査用グルコースキット                                 | 富士ドライケムスライド v-GLU-P              | 2 動薬第1391号  |
| 血液検査用尿素窒素キット                                  | 富士ドライケムスライド v-BUN-P              | 2 動薬第1383号  |
| 血液検査用クレアチニンキット                                | 富士ドライケムスライド v-CRE-P              | 2 動薬第1388号  |
| 血液検査用コレステロールキット                               | 富士ドライケムスライド v-TCHO-P             | 2 動薬第1390号  |
| 血液検査用トリグリセライドキット                              | 富士ドライケムスライド v-TG-P               | 2 動薬第1387号  |
| 血液検査用総ビリルビンキット                                | 富士ドライケムスライド v-TBIL-P             | 2 動薬第1395号  |
| 血液検査用カルシウムキット                                 | 富士ドライケムスライド v-Ca-P               | 2 動薬第1385号  |
| 血液検査用無機リンキット                                  | 富士ドライケムスライド v-IP-P               | 2 動薬第1394号  |
| 血液検査用総蛋白キット                                   | 富士ドライケムスライド v-TP-P               | 2 動薬第1380号  |
| 血液検査用アルブミンキット                                 | 富士ドライケムスライド v-ALB-P              | 2 動薬第1381号  |
| 血液検査用アンモニアキット                                 | 富士ドライケムスライド v-NH <sub>3</sub> -P | 2 動薬第1396号  |
| 血液検査用マグネシウムキット                                | 富士ドライケムスライド v-Mg-P               | 2 動薬第1397号  |
| 血液検査用ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼキット                   | 富士ドライケムスライド v-GGT-P              | 2 動薬第1389号  |
| 血液検査用アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼキット                   | 富士ドライケムスライド v-GOT/AST-P          | 2 動薬第1392号  |
| 血液検査用アラニンアミノトランスフェラーゼキット                      | 富士ドライケムスライド v-GPT/ALT-P          | 2 動薬第1393号  |
| 血液検査用クレアチンキナーゼキット                             | 富士ドライケムスライド v-CPK-P              | 2 動薬第1386号  |
| 血液検査用乳酸脱水素酵素キット                               | 富士ドライケムスライド v-LDH-P              | 2 動薬第1398号  |
| 血液検査用アルカリ性フォスファターゼキット                         | 富士ドライケムスライド v-ALP-P              | 2 動薬第1382号  |
| 血液検査用アミラーゼキット                                 | 富士ドライケムスライド v-AMY-P              | 2 動薬第1384号  |
| 血液検査用リパーゼキット                                  | 富士ドライケムスライド v-LIP-P              | 29 動薬第2542号 |
| 血液検査用ナトリウムキット<br>血液検査用カリウムキット<br>血液検査用クロールキット | 富士ドライケムスライド v-Na-K-Cl            | 2 動薬第1485号  |

| 検査項目     | 販売名                  | 承認番号        |
|----------|----------------------|-------------|
| イヌC反応性蛋白 | 富士ドライケムスライド vc-CRP-P | 22 動薬第2953号 |

| 検査項目                                                          | 販売名                    | 届出番号       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| TP, ALB, GPT/ALT, ALP, GGT, TBIL, TCHO, GLU, BUN, CRE, IP, Ca | 富士ドライケムスライド スクリーニング 15 | 2 動薬第1651号 |
| TP, GPT/ALT, ALP, GLU, BUN, CRE                               | 富士ドライケムスライド スクリーニング 7  | 2 動薬第1649号 |

富士ドライケム IMMUNO AUカートリッジ（動物用体外診断用医薬品）

| 一般的名称           | 販売名                            | 届出番号        |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 血液検査用サイロキシニンキット | 富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-T4  | 29 動薬第2543号 |
| 血液検査用プロゲステロンキット | 富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-PRG | 4 動薬第1267号  |

| 検査項目      | 販売名                             | 承認番号       |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 血清アミロイドA  | 富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ vf-SAA | 3 動薬第3081号 |
| コルチゾール    | 富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-COR  | 3 動薬第3080号 |
| 甲状腺刺激ホルモン | 富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ vc-TSH | 3 動薬第3078号 |
| 総胆汁酸      | 富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-TBA  | 3 動薬第3079号 |

動物用医療機器

| 一般的名称    | 販売名                                  | 届出番号       |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 臨床化学分析装置 | 富士ドライケム ICカップ (富士ドライケムNX600V ICの付属品) | 2 動薬第1722号 |

※このカタログに掲載されている商品のカラーは、印刷のため実物と異なる場合があります。  
※このカタログに掲載されている商品の価格は、メーカーが希望する標準的な小売価格で、販売価格を拘束するものではありません。  
※このカタログに掲載されている商品の価格に、消費税は含まれていません。(2024年2月現在)  
FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご使用に関しては、製品添付の取扱説明書をお読みください。詳細な仕様については、弊社にお問い合わせください。



製造販売業者  
富士フイルム株式会社  
  
販売業者  
富士フイルム VETシステムズ株式会社



▶ 商品詳細はこちらから

ドライケムスライド 動物