

**緊急告知**

# 新品に偽装して 輸入された中古品に ご注意ください。

中古のLTOテープを再フォーマットし、新品に偽装して販売された事例が欧州で確認されました。

富士フィルムならびに当社代理店では、再販された中古品の品質保証は行えません。

## (欧州で押収された)偽装品と正規品の見分け方

### 梱包箱・輸送箱とラベル

**偽装**



偽装品の5本梱包箱

**偽装**



偽装品の輸送箱

**偽装**



偽装品のラベル



正規の海外加工品のラベル

押収した5本梱包箱や20本輸送箱のテープやラベルは当社が出荷時に使用しているものとは異なりました。しかし、出荷後に再梱包される場合があるため、偽装品と断定することは出来ません。

### インデックスラベル



正規のインデックスラベルは、左側の印刷を裏面に行っています。また、偽装品のインデックスラベルは正規品に比較して紙質や印刷の品質が劣っています。

### テープケース



正規のテープケースと偽装品のケースは開閉用の滑り止めの部分の厚みが違います。ただし、双方を比較しないとわからないレベルです。

## 大切なデータを守るなら

### 国内で製造された正規品の使用を推奨致します。


国内の製造品を使用した偽装品は見つかっておりません。

また、国内正規代理店は、販売した製品につき、品質保証を致します。万一、製品不良が疑われる等の場合、これら代理店を通じて当社での解析等も可能です。他方、海外製造品を購入された場合の品質保証は、輸入業者様へお尋ね頂くことになります。

## 国内製造品と海外製造品の見分け方

### カートリッジ本体の印字

国内製造品のカートリッジには、「Made in Japan」の印字がありますが、海外製造品には印字がありません。



### インデックスラベルに関する記載

インデックスラベルに海外製造品は「SOY INK」の表示があります。



### 箱ラベルに関する記載

5本梱包箱・20本輸送箱ともに、使用しているラベルの色と印字は国内製造品とは異なります。




国内正規品 (5本梱包箱)

▶ LTO FB UL-7 6.0T D ◀

海外製造品 (5本梱包箱)



国内正規品 (20本輸送箱)



海外製造品 (20本輸送箱)

国内製造の正規品であることを証明する「製造証明書」の発行(有料)を代理店経由で行っています。

詳しくは、下記の「株式会社 ムサシ」までお問い合わせ下さい。

本件のお問い合わせ  
及び偽装品を  
購入された場合は、  
右記にご連絡下さい。

株式会社 ムサシ

TEL: 03-3546-7742