

多彩な検査項目。診断フローを変える院内検査。



## 富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ

### SAA 血清アミロイドA



#### 猫の炎症マーカー

対象検体	ネコ血清、ネコ血漿 (血清、血漿ともに希釈測定のみ)		
測定範囲	3.75~225.0 $\mu$ g/mL		
測定時間	約10分*	価格 10テスト/1箱	¥15,000
測定検体量	10 $\mu$ L	有効期間	製造後24カ月

### PRG プロゲステロン



#### 性ホルモン

対象検体	イヌ血清、イヌ血漿		
測定範囲	0.20~40.00ng/mL		
測定時間	約10分*	価格 10テスト/1箱	¥43,000
測定検体量	100 $\mu$ L	有効期間	製造後18カ月

### T4 サイロキシン



#### 甲状腺機能検査

対象検体	イヌ血清、ネコ血清、イヌ血漿、ネコ血漿		
測定範囲	0.50~8.00 $\mu$ g/dL		
測定時間	約10分*	価格 10テスト/1箱	¥23,000
測定検体量	100 $\mu$ L	有効期間	製造後24カ月

### TSH 甲状腺刺激ホルモン



#### 甲状腺機能検査

対象検体	イヌ血清、イヌ血漿		
測定範囲	0.25~5.00ng/mL		
測定時間	約10分*	価格 10テスト/1箱	¥40,000
測定検体量	100 $\mu$ L	有効期間	製造後18カ月

### COR コルチゾール



#### 副腎皮質機能検査

対象検体	イヌ血清、イヌ血漿 (血漿は希釈測定の場合のみ)		
測定範囲	1.0~30.0 $\mu$ g/dL (希釈測定の場合 1.0~50.0 $\mu$ g/dL)		
測定時間	約10分*	価格 10テスト/1箱	¥26,500
測定検体量	20 $\mu$ L (未希釈の場合100 $\mu$ L)	有効期間	製造後18カ月

### TBA 総胆汁酸



#### 肝臓機能検査

対象検体	イヌ血清、ネコ血清、イヌ血漿、ネコ血漿		
測定範囲	2.0~150.0 $\mu$ mol/L		
測定時間	約10分*	価格 10テスト/1箱	¥16,500
測定検体量	100 $\mu$ L	有効期間	製造後24カ月

その場で検査、すぐに結果確認

動物用 免疫反応測定装置

**DRI-CHEM AU20V**

- 全ての項目で血清、血漿に対応
- 試薬の分注、インキュベート不要
- 操作しやすく、見やすいカラータッチパネル



\* 24℃時。使用環境温度によっては測定時間が前後する場合があります。

製造販売業者：富士フイルム株式会社

● DRI-CHEM AU20V 販売名：富士ドライケム AU20V クラス分類：動物用一般医療機器 届出番号：7動薬第250号 ● v-T4 販売名：富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-T4 届出番号：29動薬第2543号 ● v-PRG 販売名：富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-PRG 届出番号：4動薬第1267号 ● v-f-SAA 販売名：富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-f-SAA 承認番号：3動薬第3081号 ● v-COR 販売名：富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-COR 承認番号：3動薬第3080号 ● vc-TSH 販売名：富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ vc-TSH 承認番号：3動薬第3078号 ● v-TBA 販売名：富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-TBA 承認番号：3動薬第3079号