



富士ドライケム

DRI-CHEM 試薬・消耗品



検体容器



富士チューブ(ヘパリン)

4547410-24639-1
1.5mL×500本/1箱 ¥13,200



富士チューブ(ブレイン)

4547410-24641-4
1.5mL×500本/1箱 ¥9,000

4547410-24640-7
0.5mL×500本/1箱 ¥13,200

4547410-24642-1
0.5mL×500本/1箱 ¥9,000



富士チューブ(凝固促進タイプ+分離剤)

4547410-24814-2
1.2mL×200本/1箱 ¥14,900



富士チューブ(EDTA-2K)

4547410-24818-0
0.5mL×200本/1箱 ¥10,600



ICカップ

ICシリーズ用
4547410357066
25個×2/1箱 ¥6,800

チップ、希釈用カップ



オートチップ

4547410-03219-2
96本×6ラック/1箱 ¥9,400



クリーンチップ

4902520-07593-2
96本×6ラック/1箱 ¥7,900



混合カップ

4902520-59237-8
50個/1箱 ¥4,800



混合カップS

4902520-60047-9
100個/1箱 ¥1,800

機種別消耗品適合表

	NX700V NX600V 7000VZ	NX500V 4000V	3500V 3000V	AU10V AU20V
富士チューブ各種	○	○	○	○
オートチップ	○	○	—	○
クリーンチップ	—	—	○	—
混合カップ	○	—	—	—
混合カップS	—	○	○	—

プリンター用紙



FDCプリンター用紙

富士ドライケム (800V除く)、AU10・AU20V用

4525324-10011-4

6巻入り/1箱 ¥2,900



FDC800用 プリンター用紙

富士ドライケム800V用

4525324-10012-1

10巻入り/1箱 ¥5,700

その他



小型遠心分離機 AcNo-3

4525324-10019-0 ¥43,000



電解質用ピペット

¥61,000



ワトソンピペッター

10 μ L ¥5,500

光源ランプ

富士ドライケム用 (800V除く)
¥13,000

4525324-10015-2

Oリング

富士ドライケム (800V除く)、
AU10・AU20V用
4個入り ¥2,610

375H0005B

コントロール液



QP-L 4902520-05651-1 冷蔵

3mL×6本/1箱 ¥12,400

コントロールLレベル

※血清、血漿スライド用

QP-H 4902520-07587-1 冷蔵

3mL×6本/1箱 ¥12,400

コントロールHレベル

※血清、血漿スライド用



QN 4902520-59024-4 冷蔵

3mL×2本/1箱 ¥2,300

アンモニアコントロール液



QE 4902520-07592-5 冷蔵

1mL×10本/1箱 ¥2,300

電解質コントロール液

※v-Na-K-Clスライド用

スクリーニングスライド



対象機種 富士ドライケム NX700V / NX600V / NX500V / 7000VZ / 4000Vシリーズ

※演算項目は富士ドライケム NXシリーズの機器設定変更により出力可能です。

	スクリーニング 15	スクリーニング 7
	犬・猫用スクリーニング	術前検査
構成項目	TP ALB GPT/ALT ALP GGT TBIL TCHO GLU BUN CRE IP Ca GLOB* ALB/GLOB* BUN/CRE*	TP GPT/ALT ALP GLU BUN CRE BUN/CRE*
包装単位	12枚 × 6包装 72枚 / 1箱 4547410436259 ¥11,000	6枚 × 12包装 72枚 / 1箱 4547410436242 ¥11,330

※演算項目

単項目 50枚包装



血清・血漿用 50枚 / 1箱 冷蔵

イヌ・ネコ用

v-GLU-P 4547410485578
グルコースキット ¥6,700

v-BUN-P 4547410485592
尿素窒素キット ¥7,900

v-CRE-P 4547410485462
クレアチニンキット ¥9,700

v-TCHO-P 4547410485615
コレステロールキット ¥12,100

v-TBIL-P 4547410485639
総ビリルビンキット ¥7,900

v-Ca-P 4547410485653
カルシウムキット ¥7,900

v-IP-P 4547410485677
無機リンキット ¥13,300

v-TP-P 4547410485660
総蛋白キット ¥7,900

v-ALB-P 4547410485646
アルブミンキット ¥7,200

v-GGT-P 4547410485585
ガンマグルタミルトランスペプチダーゼキット ¥10,300

v-GOT/AST-P 4547410485561
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼキット ¥11,000

v-GPT/ALT-P 4547410485554
アラニンアミノトランスフェラーゼキット ¥11,000

v-ALP-P 4547410485608
アルカリ性フォスファターゼキット ¥7,900

v-LIP-P 4547410485684
リパーゼキット ¥15,500

単項目 24枚包装



血清・血漿用 24枚/1箱 冷蔵

イヌ・ネコ用

v-TG-P 4547410485622
トリグリセライドキット ¥5,000

v-Mg-P 4547410485691
マグネシウムキット ¥6,400

血漿用

v-NH₃-P 4547410436426
アンモニアキット ¥9,240

v-CPK-P 4547410436303
クレアチンキナーゼキット ¥5,000

v-LDH-P 4547410436297
乳酸脱水素酵素キット ¥5,000

v-AMY-P 4547410485707
アミラーゼキット ¥5,300



血清・血漿用 冷蔵

イヌ用

vc-CRP-P 4547410178470
50枚/1箱 ¥19,100
イヌC反応性蛋白キット



検体希釈液 DL 4547410-22835-9 冷蔵
32mL×5本/1箱 ¥4,300
vc-CRP-P用検体希釈液



血清・血漿・全血用 冷蔵

イヌ・ネコ用

v-Na-K-CI 4547410436266
50枚/1箱 ¥14,000
ナトリウム・カリウム・クロールキット
※電解質参照液 (RE) 20mL×1本入り

電解質参照液 RE 4902520-79074-3
20mL×1本/1箱 ¥1,100
電解質参照液



富士ドライケム IMMUNO AUカートリッジ 冷蔵

血清・血漿用 10テスト/1箱

vf-SAA ネコ用 4547410401882
血清アミロイドA ¥15,000

v-T4 イヌ・ネコ用 4547410178944
サイロキシシン ¥23,000

vc-TSH イヌ用 4547410178975
甲状腺刺激ホルモン ¥40,000

v-COR イヌ用 4547410263145
コルチゾール ¥26,500

v-TBA イヌ・ネコ用 4547410323726
総胆汁酸 ¥16,500

v-PRG イヌ用 4547410379143
プロゲステロン ¥43,000

富士ドライケムスライド（動物用体外診断用医薬品）

一般的名称	販売名	届出番号
血液検査用グルコースキット	富士ドライケムスライド v-GLU-P	2 動薬第1391号
血液検査用尿素窒素キット	富士ドライケムスライド v-BUN-P	2 動薬第1383号
血液検査用クレアチニンキット	富士ドライケムスライド v-CRE-P	2 動薬第1388号
血液検査用コレステロールキット	富士ドライケムスライド v-TCHO-P	2 動薬第1390号
血液検査用トリグリセリドキット	富士ドライケムスライド v-TG-P	2 動薬第1387号
血液検査用総ビリルビンキット	富士ドライケムスライド v-TBIL-P	2 動薬第1395号
血液検査用カルシウムキット	富士ドライケムスライド v-Ca-P	2 動薬第1385号
血液検査用無機リンキット	富士ドライケムスライド v-IP-P	2 動薬第1394号
血液検査用総蛋白キット	富士ドライケムスライド v-TP-P	2 動薬第1380号
血液検査用アルブミンキット	富士ドライケムスライド v-ALB-P	2 動薬第1381号
血液検査用アンモニアキット	富士ドライケムスライド v-NH ₃ -P	2 動薬第1396号
血液検査用マグネシウムキット	富士ドライケムスライド v-Mg-P	2 動薬第1397号
血液検査用ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼキット	富士ドライケムスライド v-GGT-P	2 動薬第1389号
血液検査用アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼキット	富士ドライケムスライド v-GOT/AST-P	2 動薬第1392号
血液検査用アラニンアミノトランスフェラーゼキット	富士ドライケムスライド v-GPT/ALT-P	2 動薬第1393号
血液検査用クレアチンキナーゼキット	富士ドライケムスライド v-CPK-P	2 動薬第1386号
血液検査用乳酸脱水素酵素キット	富士ドライケムスライド v-LDH-P	2 動薬第1398号
血液検査用アルカリ性フォスファターゼキット	富士ドライケムスライド v-ALP-P	2 動薬第1382号
血液検査用アミラーゼキット	富士ドライケムスライド v-AMY-P	2 動薬第1384号
血液検査用リパーゼキット	富士ドライケムスライド v-LIP-P	29 動薬第2542号
血液検査用ナトリウムキット 血液検査用カリウムキット 血液検査用クロールキット	富士ドライケムスライド v-Na-K-Cl	2 動薬第1485号

検査項目	販売名	承認番号
イヌC反応性蛋白	富士ドライケムスライド vc-CRP-P	22 動薬第2953号

検査項目	販売名	届出番号
TP, ALB, GPT/ALT, ALP, GGT, TBIL, TCHO, GLU, BUN, CRE, IP, Ca	富士ドライケムスライド スクリーニング 15	2 動薬第1651号
TP, GPT/ALT, ALP, GLU, BUN, CRE	富士ドライケムスライド スクリーニング 7	2 動薬第1649号

富士ドライケム IMMUNO AUカートリッジ（動物用体外診断用医薬品）

一般的名称	販売名	届出番号
血液検査用サイロキシニンキット	富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-T4	29 動薬第2543号
血液検査用プロゲステロンキット	富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-PRG	4 動薬第1267号

検査項目	販売名	承認番号
血清アミロイドA	富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ vf-SAA	3 動薬第3081号
コルチゾール	富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-COR	3 動薬第3080号
甲状腺刺激ホルモン	富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ vc-TSH	3 動薬第3078号
総胆汁酸	富士ドライケム IMMUNO AU カートリッジ v-TBA	3 動薬第3079号

動物用医療機器

一般的名称	販売名	届出番号
臨床化学分析装置	富士ドライケム ICカップ (富士ドライケムNX600V ICの付属品)	2 動薬第1722号

※このカタログに掲載されている商品のカラーは、印刷のため実物と異なる場合があります。

※このカタログに掲載されている商品の価格は、メーカーが希望する標準的な小売価格で、販売価格を拘束するものではありません。

※このカタログに掲載されている商品の価格に、消費税は含まれていません。(2026年3月現在)

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご使用に関しては、製品添付の取扱説明書をお読みください。詳細な仕様については、弊社にお問い合わせください。

FUJIFILM

製造販売業者
富士フイルム株式会社

販売業者
富士フイルム VETシステムズ株式会社

<https://www.fujifilm.com/ffvs>



▶商品詳細はこちらから

ドライケムスライド 動物

