

## DAMPENING SYSTEM CLEANER II

Limpador do sistema de molhagem

Produto Nº2266

### DESCRIÇÃO

DAMPENING SYSTEM CLEANER é indicado para limpeza e higienização de todas as partes do sistema de molhagem com solução de fonte, incluindo resfriadores e circuladores.

A combinação de eficientes agentes de limpeza com inibidores biológicos eliminará odores, lodo, restos de fibra de papel e qualquer outro contaminante do sistema.

DAMPENING SYSTEM CLEANER foi formulado para remover os contaminantes que sempre crescem no sistema de circulação de solução de fonte. A combinação de goma, revestimento de papel e outros contaminantes transportados pelo ar criará um ambiente propício ao crescimento biológico no sistema de molhagem. O uso regular de DAMPENING SYSTEM CLEANER contribuirá para a eliminação das bactérias e fungos já existentes e manterá o sistema limpo.

### BENEFÍCIOS

- Mantém o sistema de molhagem limpo e sem odor.
- É eficiente para qualquer tipo de sistema de molhagem.
- Fácil aplicação, não é necessário esfregar com força as partes a serem limpas.
- Previne entupimento e outros problemas que possam resultar em perda de tempo.
- Não prejudica qualquer parte do equipamento ou circuladores.

### INSTRUÇÕES DE USO

Dilua uma parte do produto para cada 9 partes de água morna e faça circular de 30 a 60 minutos. Certifique-se de que o limpador alcançou todas as partes do sistema, incluindo escovas e bocais.

Após o tempo de ação do produto, lave com muita água todo o sistema. Repita a lavagem com água quantas vezes forem necessárias

### DADOS TÉCNICOS

pH	6,7
Dosagem	Sol. A 10% em água morna.
VOC	0,3 lbs./galão
Solvente éter glicol	1 - 5% do peso

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 20 e 208L