


——— パシフィコ横浜展示ホール1F ホールB ———

富士フィルムブース
小間番号：C-33



自動化学発光酵素免疫分析装置

Accuraseed SG 720

ご紹介プレゼンテーション



〈日時〉

10月3日 14:00 / 16:00 | 4日 11:00 / 14:00 / 16:00 | 5日 11:00 / 13:30

富士フィルムブース内にて開催いたします

FUJIFILM、および FUJIFILM ロゴは、富士フィルム株式会社の登録商標または商標です。

販売名：自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed SG720 届出番号：14B1X10022000134

販売名：全自動蛍光免疫測定装置ミュータスワコー i50 届出番号：27B3X00024000017

販売名：リムセイブ MT-7500 届出番号：14B1X10022000132

販売名：富士ドライケム NX700 届出番号：14B1X10022000125

販売名：富士ドライケム NX600 届出番号：14B1X10022000130

販売名：富士ドライケム NX10N 届出番号：14B1X10022000119

販売名：富士ドライケム IMMUNO AG2 届出番号：14B1X10022000123

販売名：超音波診断装置 ARIETTA 750 認証番号：301ABBZX00007000

販売名：FWU シリーズ 認証番号：301ABBZX00003000

FUJIFILM
Value from Innovation

臨床検査機器・試薬・システム展示会



JACLaS EXPO 2025

Japanese Association of Clinical Laboratory Systems

出展のご案内

会 期 10/3 FRI 9:00~17:00・4 SAT 9:00~17:00・5 SUN 9:00~14:00

会 場 パシフィコ横浜展示ホール



富士フィルム株式会社 富士フィルム 和光純薬株式会社 富士フィルム メディカル株式会社

ごあいさつ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

富士フイルムグループ（富士フイルム株式会社、富士フイルム和光純薬株式会社、富士フイルムメディカル株式会社）は、

2025年10月3日(金)～5日(日)にパシフィコ横浜で開催されます、

JACLaS EXPO 2025 –臨床検査機器・試薬・システム展示会– に出展いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

JACLaS EXPO 2025 展示製品

自動化学発光酵素免疫分析装置

Accuraseed SG720

微生物由来成分分析装置

リムセイブ MT-7500

全自動蛍光免疫測定装置

ミュータスワコー i50

臨床化学分析装置

富士ドライケムシリーズ
(NX700, NX600, NX10N)

生理検査システム

NEXUS

デンストメトリー分析装置

富士ドライケム IMMUNO AG2

超音波診断装置

**ARIETTA 750 DeepInsight
iViz air**

検査データ処理支援システム

MiniNet-Neo II

感染対策

医療機関向け空気清浄機

パシフィコ横浜展示ホール

日本医療検査科学会 第57回大会

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー 10

- 日時：10月4日(土) 12:00～12:50
- 会場：第3会場(会議センター5F 502号室)

「診療ニーズに応えるための取り組み」

- 1.緊急医療における検査のありかた
- 2.Accuraseedを用いたART領域での迅速測定

座長

堀田 多恵子 先生

(国際医療福祉大学成田病院
臨床検査科)

演者

1.小川 哲生 先生 (むさしの救急病院 検査科)

2.加藤 裕子 先生 (広島 HART クリニック 血液検査部)

共催：富士フイルム和光純薬株式会社

パシフィコ横浜会議センター

ランチョンセミナー5

- 日時：10月3日(金) 12:00～12:50
- 会場：第6会場(会議センター3F 303号室)

「地域医療を支え災害医療に挑む！

ー命をつなぐ臨床検査への備えー」

座長

坂本 秀生 先生

(神戸常盤大学保健科学部 医療検査学科)

演者

奥沢 悦子 先生

(八戸市立市民病院 救命救急センター)

共催：富士フイルム株式会社 / 富士フイルムメディカル株式会社