



# LCIを用いた上下部内視鏡検査の可能性

当セミナーはWEBセミナーです。事前登録いただきましたメールアドレスに講演動画視聴URLを配信いたします。

配信期間

2020年12月4日(金) 17:00～12月14日(月) 17:00

申込方法

2020年10月19日(月) 10:00～11月20日(金) 17:00に下記URLよりお申し込みください。

**URL** <https://bit.ly/35LViPW>

富士フイルム公式ホームページからもお申し込みいただけます。

[ホーム](#) ▶ [医療関係の皆様](#) ▶ [学会セミナー](#) ▶ [FUJIFILM MEDICAL WEB SEMINAR 2020](#)



スマートフォンからの場合、  
お申し込みページは  
ここからもアクセスできます。

PROGRAM

司会

上部

**河合 隆** 先生 東京医科大学 消化器内視鏡学分野 主任教授

下部

**緒方 晴彦** 先生 慶應義塾大学病院 内視鏡センター 教授

● **5分** メーカープレゼン **富士フイルム製品紹介**

富士フイルムメディカル株式会社

● **30分** 講演1 **LCIによる上部内視鏡診断テクニック**

～H.pylori感染診断から胃癌拾上げまで～

講師

**永原 章仁** 先生 順天堂大学医学部 大学院医学研究科 消化器内科学講座 教授

● **30分** 講演2 **下部内視鏡検査におけるBLI/LCIの有用性**

～大腸AIの最新情報～

講師

**斎藤 豊** 先生 国立がん研究センター中央病院 内視鏡センター長/内視鏡科 科長

※演題につきましては変更される場合もございますので、予めご了承願います。