



NEVER STOP SEMINAR

～ 新たな画像診断の扉を開けるITソリューションと医療安全におけるITの有用性 ～

当セミナーはWEBセミナーです。事前登録いただきましたメールアドレスに講演動画視聴URLを配信いたします。

配信期間

2020年12月11日(金) 19:00～12月21日(月) 19:00

2020年11月9日(月) 9:00～12月4日(金) 17:00

に下記URL、E-mailアドレス、又は公式ページよりお申し込みください。

申込方法

URL <https://bit.ly/3lgHzoE>
E-mail fms-it-web-seminar-2020@fujifilm.com

富士フイルム公式ホームページからもお申し込みいただけます。

ホーム ▶ 医療関係の皆様 ▶ 学会セミナー ▶ 富士フイルムメディカルWEBセミナー2020



スマートフォンからの場合、
お申し込みページは
ここからアクセスできます。

PROGRAM

読影業務におけるSAI viewer の初期使用経験

講師 橋本 正弘 先生 慶應義塾大学医学部 放射線科教室 放射線診断科

画像診断レポートの確認エラー、なぜ起きる、どう防ぐ

講師 滝沢 牧子 先生 群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部

3Dワークステーションの今までとこれから

※本会は日本X線CT専門技師認定機構 単位認定講習会(1単位)です。

1 いまさら聞けないCT撮影の基礎、造影に必要な知識、運用

20分

講師 相川 良人 先生 山梨大学医学部附属病院放射線部

2 いまさら聞けない3D画像解析の実際

20分

講師 間井 良将 先生 奈良県立医科大学附属病院中央放射線部

3 これからのCT関連技術解説と放射線技師の将来

10分

講師 富田 博信 先生 済生会川口総合病院診療技術部放射線技術科

4 3名の講師による座談会 ～ 議題：これからのCT技術、3D解析はどこへ向かうのか、放射線技師に求められるものは？～

10分

モデレーター 富田 博信 先生 済生会川口総合病院診療技術部放射線技術科

※演題につきましては変更される場合もございますので、予めご了承ください。