

たくさん
たまった



写真 プリント を DVD

写真プリントスキャンサービス

フジカラー リメイクサービス

当店で受付中!! 詳しくは店員にお尋ねください

写真プリント → DVD

パソコン
専用

写真の整理に困っていませんか?

たくさんの写真プリントを画像データに変換し、DVDたった1枚にまとめてしまうサービスです。



DVD1枚に整理できて
大変便利!

DVDプレーヤーでは再生できません。

写真プリント カード～2Lサイズ

1～50枚 → 2,090円 (税込)

51～100枚 → 3,630円 (税込)

※101枚目以降の価格は中面(注文書)の価格表をご確認ください。

価格表

対応原板: カードサイズ～2L スキャン解像度: 300dpi

枚数	価格(税込)	枚数	価格(税込)
1～50	2,090円	501～600	13,200円
51～100	3,630円	601～700	14,300円
101～200	6,270円	701～800	15,400円
201～300	8,360円	801～900	16,500円
301～400	10,890円	901～1,000	17,600円
401～500	12,100円		

●1,001枚以降は1,000枚料金(17,600円)に1枚 17円(税込)ずつ加算されます。

「写真プリントをDVD」について詳しくは下記のURLへアクセス▼

<http://fujifilm.jp/remake/>

写真プリントをDVD 注文書

<ご注文の前に必ずお読みください>

●フジカラーリメイクサービス「写真プリントをDVD」(以下 本商品)は、お客様の写真プリント(以下 原板)をデジタル画像に変換し、DVDに記録するサービスです。●注文書に記載の「対応原板」以外は、お受けできません。●原板にゴミ、ほこり、汚れ、キズ、カビなど付着している場合は、スキャン画像にそのまま記録されます。本商品では、ゴミ消しや修復作業など一切行いませんので、ご了承ください。※原板のキズ修正などをご希望される場合は、弊社「写真復元サービス」をご利用ください。●本商品のDVD-Rディスクは、パソコン閲覧用です。DVDプレーヤー等で再生できません。●スキャン画像は、全て横画像で、DVDに記録します。●原板をスキャンする順番は、現像所で任意に判断して、DVDに記録します。●写真プリントは、作業効率上、ローラー搬送でスキャンさせていただきます。●原板は、弊社の画像処理技術にて自動色補正を行いスキャンします。色の指定は、お受けできません。●著作権のある原板及び公序良俗に反する原板はお受けできません。●輸送中や原板の劣化による破損、損失について、弊社は責任を負わないものとします。●お預かりした原板には十分注意いたしますが、万一不測の事故等の場合、同数の新しいフィルムまたは、メディアにて補償させていただくこととし、弊社はそれ以上の責任を負わないものとします。●ご依頼いただいた原板をめぐり、第三者とのトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。●万一、弊社の製造上の原因で本商品に不良がある場合、弊社の費用負担にて本商品を再作製いたします。本商品に関する弊社の責任は前記の対応に限定されるものとし、本商品の使用中に生じた傷やその他本商品の使用に伴う劣化などに起因する問題に関しては、一切責任を負わないものとします。●具体的な価格は販売店にお尋ねください。●価格およびデザイン、仕様は予告なく変更することがあります。また、掲載されている製品のデザイン、パッケージ類は印刷物とは異なる場合がございます。

お名前とご連絡先をご記入※ください。

※ご記入いただいたお名前とご連絡先は、当サービスにおけるご注文内容確認のためにのみ利用させていただきます。

お名前	ご連絡先 (TEL)
	(- -)

いずれか該当するをチェックしてください。

上記の<ご注文の前に必ずお読みください>をお読みいただき、その内容に同意いただけますか。

- はい。同意します。⇒写真プリント(原板)をお預かりいたします。
- いいえ。同意しません。⇒写真プリント(原板)はお預かりできません。

写真プリントの枚数を記入してください。同時複製を希望する場合はにチェックし、枚数をご記入ください。

お預かりする写真プリントの枚数	<input type="text"/>	枚	店員確認欄	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 作製したDVDの同時複製をする【1,100円(税込)/1枚】	➡	本サービスで作製したDVDを+	<input type="text"/>	枚複製