



FUJIFILM MEDICAL SEMINAR in 北陸

当セミナーはWEBセミナーです。事前登録いただきましたメールアドレスに講演動画視聴URLを配信いたします。

配信期間

2023年2月28日(火) 17:30 ~ 19:00

2023年2月28日(火) 17:00までに下記URLよりお申し込みください。

申込方法

URL <https://bit.ly/3lxiHlf>

富士フイルム公式ホームページからもお申し込みいただけます。

[ホーム](#) ▶ [医療関係の皆様](#) ▶ [学会セミナー](#) ▶ [富士フイルムメディカルWEBセミナー 2023 in 北陸](#)



スマートフォンからの場合、
お申し込みページは
ここからもアクセスできます。

13:30~15:00 モニタ工場見学会 (EIZO本社敷地内白山工場) <現地開催のみ>

※ご自身で現地にいらっしゃる方ができる方限定、抽選制になります。希望者は申込時に「希望する」を選択ください。
工場見学会の申込は、2023年2月17日(金) 12:00までお願いいたします。
住所:石川県白山市下柏野町153番地

製品紹介

座長

西出 裕子 先生

NPO法人 日本乳がん検診精度管理中央機構 マンモグラフィ技術員
岐阜医療科学大学 保健科学部 教授

第1部:ユーザーからの施設画像評価・マンモグラフィ情報共有

講演1 当院における施設認定画像選定への取り組み

講師

岡田 香織 先生

医療法人 博俊会 春江病院 放射線課

講演2 AMULET Innovality ポジショニングのポイント

講師

野崎 春奈 先生

富山県済生会 富山病院 放射線技術科

講演3 プレストモシンセシスを活用した検査の進め方

講師

吉田 史子 先生

医療法人社団藤聖会 富山西総合病院 放射線科

第2部:特別講演

臨床画像から見たポジショニングの重要性

特別講師

森田 孝子 先生

NPO法人 日本乳がん検診精度管理中央機構 施設画像評価委員長
独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 乳腺外科

※演題につきましては変更される場合もございますので、予めご了承願います。