



富士フィルム内視鏡 消化管から胆膵領域まで ～Cutting-edge technology～

当セミナーはWEBセミナーです。事前登録いただきましたメールアドレスに講演動画視聴URLを配信いたします。

配信期間

2025年2月7日(金) 17:00 ～ 2月17日(月) 17:00

申込方法

2025年2月17日(月) 17:00までに下記URLよりお申し込みください。

URL <https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/events/10632>

富士フィルム公式ホームページからもお申し込みいただけます。

ホーム ▶ 医療関係の皆様 ▶ 学会セミナー ▶ 富士フィルムメディカルWEBセミナー 2025 in TOKYO



スマートフォンからの場合、
お申し込みページは
ここからもアクセスできます。

PROGRAM

講演1 細径処置用内視鏡が切り開く治療の未来

講師 並木 伸 先生 東京都立多摩総合医療センター

講演2 社会実装が進むAI内視鏡*の現在地 -エビデンスを知り、CAD EYEを使いこなす-

講師 樺 俊介 先生 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

*AI内視鏡はAI技術のひとつであるディープラーニングを活用して開発。導入後に自動的にシステムの性能や制度が変化することはない。病変のリアルタイム検出・鑑別を支援するシステムのことを指す。

講演3 胆膵内視鏡診療の最前線

講師 木暮 宏史 先生 日本大学医学部内科学系 消化器肝臓内科学分野

講演4 市中病院における胆道鏡(eyeMAX)の導入経験

講師 黒澤 浄 先生 千葉県済生会習志野病院

*演題につきましては変更される場合がございますので、予めご了承願います。