


国際モダンホスピタルショウ 2025

展示日時 7/16 WED-18 FRI (10:00-17:00)

会 場 東京ビッグサイト 西展示棟



富士フィルム メディカル株式会社

富士フィルムメディカルITソリューションズ株式会社

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フィルム株式会社の登録商標または商標です。

SYNAPSE LEADは、SYNAPSE LEADサーバーに、SYNAPSE SAI viewer用画像表示プログラム(販売名:画像診断ワークステーション用プログラム FS-V686型 認証番号:231ABBZX00028000)及びSYNAPSE SAI viewer 用画像処理 プログラム(販売名:画像処理プログラム FS-AI683型 認証番号:231ABBZX00029000)をインストールすることにより、「画像処理機能」とクライアントでの「画像表示機能」を実現したものです。

SYNAPSE SAI viewerは以下医療機器を含む製品の総称です。

販売名:画像診断ワークステーション用プログラム FS-V686型 認証番号:231ABBZX00028000

販売名:画像処理プログラム FS-AI683型 認証番号:231ABBZX00029000

その他のSAI viewer用プログラムはお問い合わせください。

CARNACORE 販売名:富士画像診断ワークステーション CC-WS674型 認証番号:22200BZX00909000

CXR-AID 販売名:胸部X線画像病変検出(CAD)プログラム LU-AI689型 承認番号:30300BZX00188000

iViz air 販売名:FWUシリーズ 認証番号:301ABBZX00003000

CAD EYE 販売名:内視鏡検査支援プログラム EW10-EG01 承認番号:30400BZX00217000

販売名:内視鏡検査支援プログラム EW10-EC02 承認番号:30200BZX00288000

NX700 販売名:富士ドライケム NX700 届出番号:14B1X10022000125

地球上の
笑顔の回数を
増やしていく。



平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。国際モダンホスピタルショウ 2025では「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」をテーマに、お客様の業務効率化や課題解決に貢献する富士フイルムグループの豊富なラインアップの紹介を予定しております。富士フイルムグループが提供する質の高い診断ソリューションをご覧くださいたく存じます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。



富士フイルムグループは、「トータルヘルスケアカンパニー」として、さまざまな領域の製品やサービスを通じてお客さまの課題解決をサポートします。

働き方改革 ソリューション

富士フイルムグループの豊富なソリューションが、働き方改革を支援。医療現場の効率化と負担軽減に寄与します。

医師・医療従事者向け

■ 統合診療支援プラットフォーム CITA Clinical Finder

電子カルテ、放射線、内視鏡など、病院内の各システムのデータを集約・活用できる診療支援システム。



■ 診療文書管理・診療業務支援ソリューション Yahgee

診療文書の作成・管理ワークフローを効率化し、医師やスタッフの働き方改革を支援するプラットフォーム。



看護・介護向け

■ ワイヤレス超音波画像診断装置 iViz air

排尿・排便ケアの可視化と、エコーによる穿刺トラブル軽減を実現し、高齢化社会の解決策を提供。



臨床検査技師向け

■ 生理検査システム NEXUS

電子カルテと各種生理検査機器やファイリングシステムを結び、オーダーから検査結果までをトータルで管理。

■ 富士ドライケム NX700

操作画面に大画面液晶タッチパネルを採用し、スムーズな操作性を追求した分析装置。

■ 富士ドライケム検査データ 処理支援システム MiniNet-NeoII

各種検査機器検査データの一元管理・自動集計を可能にする検査データ処理支援システム。

薬剤師向け

■ 一包化監査支援システム PROOFIT 1DII

薬剤の飲み忘れや飲み間違いを防止し、薬剤師の監査業務を支援するシステム。薬剤の一包化ニーズに対応。



■ 次世代型薬剤識別システム PROOFIT iQ

スマホで撮影した薬剤をタップするだけでAI識別し、富士フイルム独自の刻印・文字強調マスタ画像と比較することで簡単・正確な薬剤識別を実現。



その他の 出展製品

医療現場を支える豊富なラインアップの中から厳選された製品を展示。医療情報システム、健診業務支援、施設環境の各分野で、現場のニーズに応えるソリューションをご紹介します。

医療情報システム

■ 医用画像情報システム SYNAPSE LEAD

コンパクトサーバーの採用とSYNAPSE SAI viewerの搭載で、高機能でありながら効率化を実現した、医用画像管理システム。



■ 富士画像診断ワークステーション CARNACORE

シンプルなのに多機能。クリニックのIT化をスムーズにするワークステーション。

■ 地域医療連携サービス C@RNA Connect

診療所と検査施設を連携し、検査の予約・実施、読影結果の報告・閲覧などをサポートするソリューション。

健診業務支援ソリューション

■ 健診業務トータルサポートシステム Hellsheer Next

健診施設の施設運営から健診データ処理、営業支援まで、健診業務をトータルでサポートするシステム。

■ 胸部X線画像病変検出ソフトウェア CXR-AID

胸部X線画像を自動解析し、病変の存在が疑われる領域を検出・マーキングすることで、見落とし防止を支援。



■ 内視鏡画像診断支援システム CAD EYE

内視鏡検査における病変のリアルタイム検出・鑑別を支援するシステム。



設備環境

■ 菌・ウイルスフィルター搭載 医療機関向け 空気清浄機

Hydro Ag+技術と病原体の捕集性能に優れたフィルターを搭載した医療機関向け空気清浄機。



■ 薬用スキンジエルHA

Hydro Ag+技術を応用した医療関係者向けのスキンジエル。

■ やさしい検査室

壁面ラッピングで彩を加え、より快適な検査空間をご提供。