

ランチョンセミナー4

デバイスの進歩が 内視鏡治療を変える

～わん曲アクセサリーAttachBendを
活用した胃ESD～

日時 2025年11月1日(土) 11:40～12:40

会場 第4会場(グランキューブ大阪10階1002会議室)

司会 佐々木 基 先生
慶應義塾大学医学部 内視鏡センター

演者1 井川 義典 先生
新東京病院 内視鏡センター

AttachBendを使用してESDを実施する際の注意点

演者2 外山 雄三 先生
新東京病院 消化器内科部長

EG-840TPと新開発AttachBendの有用性

本セミナーの参加登録は、**事前に内視鏡技師会HPから先着順の申し込み**となります。

当日受付はありません(ランチョンセミナーも同時に申し込み)。

ランチョンセミナーは更新ポイントはつきません。

詳細は、第2回ブラッシュアップセミナー <https://conf-lab.com/brushup2025/> でご確認ください。