

抗体製造受託サービス

Antibody CDMO service

2027年度より抗体原薬GMP製造のサービスを開始します。原薬工程には、2,000L、5,000L シングルユース培養槽を導入し、お客様の多様なニーズに応えます。

富士フィルムグループの欧米サイトと連携し、セルライン開発～プロセス開発～GMP生産に対応します。新設する富山とUKの抗体原薬のシングルユース施設は、kojoX™のコンセプトの下でデザインされた最新のミラー施設です。

富士フィルム富山化学
蓮町サイト











FUJIFILM
Biotechnologies UK



kojoX™: 富士フィルムグループの抗体製造のグローバルネットワークは、製造設備、プロセス、品質システムをハーモナイズし、確実・円滑に原薬プロセスのサイト間の移管を実現します。

Global Manufacturing Network - Antibody

	North America			Europe		Asia
	<p>1 RTP NC, US</p> 	<p>2 College Station TX, US</p> 	<p>3 Holly Springs NC, US</p> 	<p>4 Billingham UK</p> 	<p>5 Hillerød Denmark</p> 	<p>6 Toyama Japan</p> 
Large Scale (20,000L)			● (拡張: 2028年)		● (拡張: 2026年)	
≤ 5,000L	●	●		● (拡張: 2026年)		● (2027年)



富士フィルム 富山化学株式会社