

FUJIFILM

Value from Innovation

MORE SMILES



FUJIFILM MEDICAL 60th Anniversary SEMINAR in Kyoto

2026年 **1月16日** (金) 10:00~20:00
1月17日 (土) 10:00~18:00

場 所 **京都産業会館ホール**


〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター2階

展示会・セミナーの申し込みはこちら

<https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/events/14170>



会場へのアクセス



●お越しの際は、電車バス等の公共交通機関をご利用ください

【電車】

- 市営地下鉄丸線「四条駅」下車
北改札口より、徒歩2分
- 阪急京都線「烏丸駅」下車
西改札口より、徒歩2分
(地下鉄・阪急/地下道[26]出口
京都経済センターB1階入口直結)

【バス】

- 四条烏丸バス停前(南側)

【タクシー】

- JR「京都駅」から約10分
- 京阪「祇園四条駅」から約5分

【車】

- 大阪方面からお越しの場合
名神高速道路京都南ICから約20分
- 名古屋方面からお越しの場合
名神高速道路京都東ICから約20分
阪神高速8号京都線上烏羽ランプから約20分



FUJIFILM MEDICAL 60th Anniversary SEMINAR in Kyoto

富士フイルムメディカル株式会社は
富士フイルムの国内メディカル事業を担う販売会社として発足し
今年で60周年を迎えました。

これを記念し、私どもの商品を皆様に直接ご覧いただく場として、
京滋地区における過去最大規模の展示会を
ここに開催する運びとなりました。

ご多用中誠に恐縮ではございますが、
何卒ご来場くださいますようお願い申し上げます。

※展示機器については変更になる場合があります
※CT/MRI、マンモグラフィ、X線撮影・X線骨密度測定装置は、実機展示はございません



X線撮影装置・X線骨密度測定装置



内視鏡画像診断支援システム



内視鏡システム



医療機関向けDX推進



一包化監査支援

医療AI製品群



REiLi

生化学分析装置



超音波診断装置



ワイヤレス超音波画像診断装置



胸部AI (CXR-AID) ご試用コーナー

貴院様の胸部画像 (DICOM) をお持ち頂いた方限定

※画像は匿名化 (貴院様内でも個人を特定できない状態に) してお持ちください。

セミナー開催案内

【会場】 京都産業会館ホール・中室

2026年
1/16
(金)

演題 ① 14:30～15:00

“高齢化社会の解決策を提供する” AI技術を活用した
アシスト機能搭載のポータブルエコー (iViz air) のご紹介

【講師】 富士フイルムメディカル株式会社
超音波事業部

仲 素弘

演題 ② 15:00～16:00

エコーが拓く看護の新時代
——見える力で支えるこれからのケア

【講師】 公益社団法人京都保健会
京都民医連太子道診療所

大森 桂子 先生

演題 ③ 17:00～18:00

【CT&MRI】 富士フイルムの革新技術で実現する『失敗しない検査』
～StillShot×ZeroHelium 最前線～

【講師】 富士フイルムメディカル株式会社
MS事業部 販売支援グループ

新井 規朗 / 成田 浩

演題 ④ 19:00～20:00

呼吸器外科手術の最前線～精密縮小手術の成功を支える
術前3Dシミュレーション画像の役割～

【講師】 国立大学法人京都大学医学部附属病院
呼吸器外科 講師

豊 洋次郎 先生

2026年
1/17
(土)

演題 ⑤ 13:00～13:30

富士フイルムAI開発の取り組み

【講師】 富士フイルム株式会社
メディカルシステム事業部 ITソリューション部

芝山 稔正

演題 ⑥ 14:00～15:00

AI技術を活かした乳腺画像診断
——マンモグラフィと超音波の総合判定の実際——

【講師】 医療法人英仁会
大阪プレストクリニック

藤井 直子 先生

演題 ⑦ 16:00～17:00

CAD EYEを用いた新たな上部消化管内視鏡
スクリーニングの世界～LCIの有用性を踏まえて～

【講師】 学校法人日本大学日本大学病院
消化器内科 教授

三浦 義正 先生

お問い合わせ先

富士フイルムメディカル株式会社
京都営業所 TEL: 075-671-0264