

モーニングセミナー 1

革新的モダリティが描く未来図 ～胆膵手技のスマートワークフローを目指す～

日時 2026年5月9日(土) 8:00～8:50

会場 第5会場 パシフィコ横浜
会議センター 5階 501

司会 糸井 隆夫 先生
東京医科大学 臨床医学系 消化器内科学分野

AI技術を用いて開発した造影剤強調処理『Boost C』とその臨床価値

*AI技術:AI技術のひとつであるディープラーニングを設計に用いました。導入後に自動的にシステムの性能や精度が変化することはありません。

演者 山本 健治郎 先生
秋田大学 消化器内科学・神経内科学講座

胆膵内視鏡診療の最前線:新型EUS・ERCPスコープがもたらす可能性

岩下 拓司 先生
滋賀医科大学 医学部 内科学講座 消化器内科