

※複写式のため筆圧を強めに
ご記入ください。

健康診断専用依頼書

受付日	サイン	営業所
年		

※黒太枠内は必ずご記入ください。

☐ 出検にあたるガイダンス・“参考基準範囲”の設定がない動物種は、報告書に参考基準範囲が印字されないことに同意します。

施設コード	施設名

ご希望のセット番号に○をご記入ください。No.1～5まで同じ“セット内容”でのご依頼となります。

セット番号	検査コード	セット内容
①	207+	19項目
②	441+	19項目＋犬糸状虫成虫抗原
③	203+	16項目
④	200+	16項目＋犬糸状虫成虫抗原

セット番号	検査コード	セット内容
⑤	442+	19項目＋血球計算
⑥	440+	19項目＋犬糸状虫成虫抗原＋血球計算
⑦	204+	16項目＋血球計算
⑧	201+	16項目＋犬糸状虫成虫抗原＋血球計算

☆注意事項☆

***全血3点セット依頼について**

*ご依頼の際は○をつけてください。

*検体量が不足している場合、血球計算に自動切替させていただきます。

*凝固を避けるため十分に転倒混和ください。

***同一検体での複数依頼について**

同一検体で健康診断以外の検査をご希望の場合、別途当該依頼書をご提出ください。なお、その場合は依頼書ごとの報告となります。

***追加検体について**

後日提出いただいた検体を用いた追加検査のご依頼は健康診断追加オプションではなく、総合検査として受付いたします。

- * 溶血・乳白検体は測定結果に影響を及ぼしますので 絶食後の採血で規定の方法にて血清分離後、マイクロチューブに移してご提出ください。
- * カルテNo.は過去歴と紐づくため1患者に1つとしてください。重複の場合枝番を入力いたします (例:フジ ペット 6181-1、フジ ファイル 6181-2)。
- * 保存方法が異なる検査項目を同時に依頼される場合は、別のチューブに分けてご提出ください。
- * 尿検体は細菌汚染の影響を考慮し採材後48時間以内の測定が望まれ、これを超える場合はマイクロチューブでの凍結保存が推奨されます。

No.	カルテNo.	姓(カナ)	動物種	性別	追加オプション項目	院内メモ																																																																												
	提出材料	名(カナ)		年齢																																																																														
1	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>13</td><td>総容器数</td></tr><tr><td>血清</td><td>ヘパ漿</td><td>アプロチニン</td><td>全血</td><td>尿</td><td></td></tr><tr><td>冷</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr><tr><td>凍</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr></table>	1	2	2	3	13	総容器数	血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿		冷	本	本	本	本	本	凍	本	本	本	本	本	<table><tr><td>犬</td><td>猫</td><td>兎</td></tr><tr><td>♂</td><td>♀</td><td>不明</td></tr><tr><td>歳</td><td>ヶ月</td><td></td></tr></table>	犬	猫	兎	♂	♀	不明	歳	ヶ月		<table><tr><td>T4</td><td>FT4</td><td>TSH</td><td>COR 1本</td><td>COR 2本</td><td>TBA 1本</td><td>TBA 2本</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>ワグチン抗体価</td></tr><tr><td>SAA</td><td>GA</td><td>フルクトサミン</td><td>シニア犬猫</td><td colspan="5">凍 凍結必須項目</td></tr><tr><td>NT-pro ANP(犬)</td><td>NT-pro BNP</td><td>心筋トロポニンI</td><td>ANP</td><td>FGF23</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">犬専用項目</td><td colspan="2">猫専用項目</td><td colspan="3">尿検体</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>CRP(犬)</td><td>小・中型犬シニア</td><td>シタチン(犬)</td><td>SDMA(猫)</td><td>FIV/FeLV(猫)</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>UPC</td><td>CiINE</td><td>UPC+CiINE</td></tr></table>	T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価	SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目					NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23					犬専用項目		猫専用項目		尿検体					CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE	
1	2	2	3	13	総容器数																																																																													
血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿																																																																														
冷	本	本	本	本	本																																																																													
凍	本	本	本	本	本																																																																													
犬	猫	兎																																																																																
♂	♀	不明																																																																																
歳	ヶ月																																																																																	
T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価																																																																										
SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目																																																																														
NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23																																																																														
犬専用項目		猫専用項目		尿検体																																																																														
CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE																																																																										
2	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>13</td><td>総容器数</td></tr><tr><td>血清</td><td>ヘパ漿</td><td>アプロチニン</td><td>全血</td><td>尿</td><td></td></tr><tr><td>冷</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr><tr><td>凍</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr></table>	1	2	2	3	13	総容器数	血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿		冷	本	本	本	本	本	凍	本	本	本	本	本	<table><tr><td>犬</td><td>猫</td><td>兎</td></tr><tr><td>♂</td><td>♀</td><td>不明</td></tr><tr><td>歳</td><td>ヶ月</td><td></td></tr></table>	犬	猫	兎	♂	♀	不明	歳	ヶ月		<table><tr><td>T4</td><td>FT4</td><td>TSH</td><td>COR 1本</td><td>COR 2本</td><td>TBA 1本</td><td>TBA 2本</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>ワグチン抗体価</td></tr><tr><td>SAA</td><td>GA</td><td>フルクトサミン</td><td>シニア犬猫</td><td colspan="5">凍 凍結必須項目</td></tr><tr><td>NT-pro ANP(犬)</td><td>NT-pro BNP</td><td>心筋トロポニンI</td><td>ANP</td><td>FGF23</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">犬専用項目</td><td colspan="2">猫専用項目</td><td colspan="3">尿検体</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>CRP(犬)</td><td>小・中型犬シニア</td><td>シタチン(犬)</td><td>SDMA(猫)</td><td>FIV/FeLV(猫)</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>UPC</td><td>CiINE</td><td>UPC+CiINE</td></tr></table>	T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価	SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目					NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23					犬専用項目		猫専用項目		尿検体					CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE	
1	2	2	3	13	総容器数																																																																													
血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿																																																																														
冷	本	本	本	本	本																																																																													
凍	本	本	本	本	本																																																																													
犬	猫	兎																																																																																
♂	♀	不明																																																																																
歳	ヶ月																																																																																	
T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価																																																																										
SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目																																																																														
NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23																																																																														
犬専用項目		猫専用項目		尿検体																																																																														
CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE																																																																										
3	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>13</td><td>総容器数</td></tr><tr><td>血清</td><td>ヘパ漿</td><td>アプロチニン</td><td>全血</td><td>尿</td><td></td></tr><tr><td>冷</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr><tr><td>凍</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr></table>	1	2	2	3	13	総容器数	血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿		冷	本	本	本	本	本	凍	本	本	本	本	本	<table><tr><td>犬</td><td>猫</td><td>兎</td></tr><tr><td>♂</td><td>♀</td><td>不明</td></tr><tr><td>歳</td><td>ヶ月</td><td></td></tr></table>	犬	猫	兎	♂	♀	不明	歳	ヶ月		<table><tr><td>T4</td><td>FT4</td><td>TSH</td><td>COR 1本</td><td>COR 2本</td><td>TBA 1本</td><td>TBA 2本</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>ワグチン抗体価</td></tr><tr><td>SAA</td><td>GA</td><td>フルクトサミン</td><td>シニア犬猫</td><td colspan="5">凍 凍結必須項目</td></tr><tr><td>NT-pro ANP(犬)</td><td>NT-pro BNP</td><td>心筋トロポニンI</td><td>ANP</td><td>FGF23</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">犬専用項目</td><td colspan="2">猫専用項目</td><td colspan="3">尿検体</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>CRP(犬)</td><td>小・中型犬シニア</td><td>シタチン(犬)</td><td>SDMA(猫)</td><td>FIV/FeLV(猫)</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>UPC</td><td>CiINE</td><td>UPC+CiINE</td></tr></table>	T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価	SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目					NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23					犬専用項目		猫専用項目		尿検体					CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE	
1	2	2	3	13	総容器数																																																																													
血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿																																																																														
冷	本	本	本	本	本																																																																													
凍	本	本	本	本	本																																																																													
犬	猫	兎																																																																																
♂	♀	不明																																																																																
歳	ヶ月																																																																																	
T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価																																																																										
SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目																																																																														
NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23																																																																														
犬専用項目		猫専用項目		尿検体																																																																														
CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE																																																																										
4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>13</td><td>総容器数</td></tr><tr><td>血清</td><td>ヘパ漿</td><td>アプロチニン</td><td>全血</td><td>尿</td><td></td></tr><tr><td>冷</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr><tr><td>凍</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr></table>	1	2	2	3	13	総容器数	血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿		冷	本	本	本	本	本	凍	本	本	本	本	本	<table><tr><td>犬</td><td>猫</td><td>兎</td></tr><tr><td>♂</td><td>♀</td><td>不明</td></tr><tr><td>歳</td><td>ヶ月</td><td></td></tr></table>	犬	猫	兎	♂	♀	不明	歳	ヶ月		<table><tr><td>T4</td><td>FT4</td><td>TSH</td><td>COR 1本</td><td>COR 2本</td><td>TBA 1本</td><td>TBA 2本</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>ワグチン抗体価</td></tr><tr><td>SAA</td><td>GA</td><td>フルクトサミン</td><td>シニア犬猫</td><td colspan="5">凍 凍結必須項目</td></tr><tr><td>NT-pro ANP(犬)</td><td>NT-pro BNP</td><td>心筋トロポニンI</td><td>ANP</td><td>FGF23</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">犬専用項目</td><td colspan="2">猫専用項目</td><td colspan="3">尿検体</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>CRP(犬)</td><td>小・中型犬シニア</td><td>シタチン(犬)</td><td>SDMA(猫)</td><td>FIV/FeLV(猫)</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>UPC</td><td>CiINE</td><td>UPC+CiINE</td></tr></table>	T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価	SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目					NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23					犬専用項目		猫専用項目		尿検体					CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE	
1	2	2	3	13	総容器数																																																																													
血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿																																																																														
冷	本	本	本	本	本																																																																													
凍	本	本	本	本	本																																																																													
犬	猫	兎																																																																																
♂	♀	不明																																																																																
歳	ヶ月																																																																																	
T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価																																																																										
SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目																																																																														
NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23																																																																														
犬専用項目		猫専用項目		尿検体																																																																														
CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE																																																																										
5	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>13</td><td>総容器数</td></tr><tr><td>血清</td><td>ヘパ漿</td><td>アプロチニン</td><td>全血</td><td>尿</td><td></td></tr><tr><td>冷</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr><tr><td>凍</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td><td>本</td></tr></table>	1	2	2	3	13	総容器数	血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿		冷	本	本	本	本	本	凍	本	本	本	本	本	<table><tr><td>犬</td><td>猫</td><td>兎</td></tr><tr><td>♂</td><td>♀</td><td>不明</td></tr><tr><td>歳</td><td>ヶ月</td><td></td></tr></table>	犬	猫	兎	♂	♀	不明	歳	ヶ月		<table><tr><td>T4</td><td>FT4</td><td>TSH</td><td>COR 1本</td><td>COR 2本</td><td>TBA 1本</td><td>TBA 2本</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>ワグチン抗体価</td></tr><tr><td>SAA</td><td>GA</td><td>フルクトサミン</td><td>シニア犬猫</td><td colspan="5">凍 凍結必須項目</td></tr><tr><td>NT-pro ANP(犬)</td><td>NT-pro BNP</td><td>心筋トロポニンI</td><td>ANP</td><td>FGF23</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">犬専用項目</td><td colspan="2">猫専用項目</td><td colspan="3">尿検体</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>CRP(犬)</td><td>小・中型犬シニア</td><td>シタチン(犬)</td><td>SDMA(猫)</td><td>FIV/FeLV(猫)</td><td>犬糸状虫成虫抗原</td><td>UPC</td><td>CiINE</td><td>UPC+CiINE</td></tr></table>	T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価	SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目					NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23					犬専用項目		猫専用項目		尿検体					CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE	
1	2	2	3	13	総容器数																																																																													
血清	ヘパ漿	アプロチニン	全血	尿																																																																														
冷	本	本	本	本	本																																																																													
凍	本	本	本	本	本																																																																													
犬	猫	兎																																																																																
♂	♀	不明																																																																																
歳	ヶ月																																																																																	
T4	FT4	TSH	COR 1本	COR 2本	TBA 1本	TBA 2本	犬糸状虫成虫抗原	ワグチン抗体価																																																																										
SAA	GA	フルクトサミン	シニア犬猫	凍 凍結必須項目																																																																														
NT-pro ANP(犬)	NT-pro BNP	心筋トロポニンI	ANP	FGF23																																																																														
犬専用項目		猫専用項目		尿検体																																																																														
CRP(犬)	小・中型犬シニア	シタチン(犬)	SDMA(猫)	FIV/FeLV(猫)	犬糸状虫成虫抗原	UPC	CiINE	UPC+CiINE																																																																										