

※複写式のため筆圧を強めに
ご記入ください。

総合検査依頼書 提出用①

受付日	サイン	営業所
年		

※太枠内は必ずご記入ください。

出検にあたるガイダンス、“参考基準範囲”の設定のない動物種は、報告書に参考基準範囲が印字されない事に同意します。				
コード	施設名	動物	犬・猫・兎・フェレット・鳥 その他()	採取日
担当医(カナ)	姓(カナ)	性別	♂・♀・♂・♀	年 月 日
カルテNo	名(カナ)	年齢	ちゃん 歳 カ月・不明	負荷時間
				Post1 (h), Post2 (h)

提出材料		1	2	2	2	2	3	13	5	12	9	20	8	19	99
		血清	ヘパリン血漿	EDTA血漿	クエン酸血漿	アプロチニン血漿	EDTA全血	尿	結石	便	鼻汁	唾液	目脂	C S F	その他
	冷蔵	本	本				本	本							
	凍結	本	本	本	本	本	本	本							
	室温						本								
									総容器数						本

コード	その他項目名	コード	その他項目名	コメント

コード	項目名	材料 (mL)
生化学検査		
犬 430	CRP(犬)	血清 0.2
犬 361	SAA(猫・ウサギ)	血清 0.2
猫 7207	α1AG(猫)	血清 0.3
犬 4678	BTR(アミノ酸分析)	血清 0.3
犬 58	糖化アルブミン(GA)	血清 0.2
犬 7205	フルクトサミン	血清 0.2
犬 244	トリプシン様免疫活性(TLI)(犬)	血清 0.3
犬 29	リパーゼ(Lip)DGGR基質	血清 0.2
犬 401	蛋白分画	血清 0.3
犬 4610	リポタンパク質コレステロール分画	血清 0.3
犬 1200	ALPアイソザイム(犬)	血清 0.3
犬 918	LDHアイソザイム	血清 0.3
犬 6331	高感度心筋トロポニンI	血清 0.4
犬 195	シスタチンC(犬)(20kg未満)	血清 0.2
猫 198	SDMA(猫)	血清 0.1
犬 4314	AFP(犬)	血清 0.2
犬 4700	ヒスタミン(犬)	血清 0.2
犬 27	CK(CPK)	血清 0.2
犬 139	ビタミンB12(コバラミン)	血清 0.5
犬 123	葉酸(犬)	血清 0.2
犬 63	総胆汁酸(TBA)	血清 0.2
生化学検査／セット検査		
犬 4006	総胆汁酸Pre+Post	血清 各0.2
犬 5201	全身スクリーニング	血清 0.5
犬 4679	BTR+全身スクリーニング	血清 0.5
犬 4680	胆肝スクリーニング1(BTR含)	血清 0.3
犬 4727	リパーゼ(Lip)+CRP(犬)	血清 0.3
犬 3202	リパーゼ(Lip)+SAA	血清 0.3
犬 6211	ビタミンB12+葉酸セット(犬)	血清 0.7
犬 7585	鉄セット(犬)	血清 0.3
犬 2888	高感度心筋トロポニンI, NT-proBNP	血清 0.7
猫 2890	SDMA	血清 0.1
犬 2891	高感度心筋トロポニンI, NT-proBNP, NT-proANP	血清 0.8
凝固・線溶検査		
犬 4283	PT・APTT・フィブリノーゲン	クエン酸血漿 0.5
犬 445	AT	クエン酸血漿 0.3
犬 4682	TAT(犬)	クエン酸血漿 0.3
犬 232	FDP	クエン酸血漿 0.3
犬 2111	Dダイマー	クエン酸血漿 0.3

コード	項目名	材料 (mL)
内分泌検査		
犬 102	T4	血清 0.2
犬 103	FT4	血清 0.2
犬 109	TSH	血清 0.2
犬 104	コルチゾール	血清 0.3
犬 110	ACTH	血清 0.3
犬 106	エストラジオール	血清 0.3
犬 115	プロゲステロン	血清 0.3
犬 108	テストステロン	血清 0.3
犬 137	インスリン	血清 0.4
猫 2570	FGF23	血清 0.3
犬 647	FGF23	血清 0.3
犬 150	エリスロポエチン	血清 0.5
猫 453	IGF-1(猫)	血清 0.5
犬 360	ANP	血清 0.2
犬 363	NT-proANP	血清 0.2
犬 1322	NT-proBNP	血清 0.3
内分泌検査／セット検査		
犬 4065	T4+TSH	血清 0.3
犬 4066	FT4+TSH	血清 0.3
犬 4067	T4+FT4+TSH	血清 0.3
犬 4068	T4+FT4	血清 0.3
犬 4002	コルチPre+Post	血清 各0.2
犬 4003	コルチゾール	血清 0.2
犬 4031	コルチPre+Post+Post	血清 各0.2
犬 4050	T4 TSH コルチPre Post	血清 0.3
犬 4051	FT4 TSH コルチPre Post	血清 0.3
犬 4717	T4 FT4 TSH コルチPre Post	血清 0.3
犬 4035	T4+コルチ	血清 0.3
犬 4036	FT4+コルチ	血清 0.3
犬 111	intact PTH	血清 0.4
犬 4054	intact PTH+イオン化Ca	血清 0.5
犬 138	PTH-rp	血清 0.4
犬 4056	intact PTH+イオン化Ca PTH-rp	血清 0.5

コード	項目名	材料 (mL)
ワクチン抗体価		
犬 7552	ワクチン抗体価セット	血清 0.1
猫 7553	ワクチン抗体価セット	血清 0.1
感染症検査(犬)		
犬 205	犬糸状虫成虫抗原(犬)	血清 0.2
犬 2003	犬ジステンパーウイルス(CDV)IgG抗体	血清 0.2
犬 2002	犬ジステンパーウイルス(CDV)IgM抗体	血清 0.2
犬 227	犬ジステンパーウイルス(CDV)ウイルス抗原	血清 0.2
犬 2005	犬パルボウイルス(CPV)IgG抗体	血清 0.2
犬 2004	犬パルボウイルス(CPV)IgM抗体	血清 0.2
犬 226	犬パルボウイルス(CPV)抗原	血清 0.2
犬 211	犬アデノウイルス(CAV) I型抗体	血清 0.2
犬 2031	ブルセラ カニシIgG抗体	血清 0.2
犬 257	レプトスピラIgG抗体	血清 0.2
犬 258	レプトスピラIgM抗体	血清 0.2
感染症検査(猫)		
犬 2006	猫コロナウイルス(FCoV)IgG抗体	血清 0.2
犬 4114	猫コロナウイルス(FCoV)+蛋白分画	血清 0.3
犬 4013	FIV・FeLVセット	血清 0.2
犬 4115	猫セット(FIV・FeLV・FCoV)検査	血清 0.2
犬 204	トキソプラズマIgG抗体	血清 0.2
犬 240	猫パルボウイルス(FPV)IgG抗体	血清 0.2
犬 241	猫パルボウイルス(FPV)IgM抗体	血清 0.2
犬 236	猫パルボウイルス(FPV)ウイルス抗原	血清 0.2
犬 4575	犬糸状虫成虫抗原・抗体セット(猫)	血清 0.2
犬 193	犬糸状虫成虫抗原(猫)	血清 0.2
犬 2110	クリプトコッカス抗原	血清 0.5
犬 2025	猫カリシウイルス(FCV)IgG抗体	血清 0.2
犬 2026	猫カリシウイルス(FCV)IgM抗体	血清 0.2
犬 645	猫カリシウイルス(FCV)遺伝子	血清 0.2
犬 2561	猫ヘルペスウイルス(FHV)IgG抗体	血清 0.2
犬 2560	猫ヘルペスウイルス(FHV)IgM抗体	血清 0.2
犬 646	猫ヘルペスウイルスI型(FHV)遺伝子	血清 0.2
エキゾチック感染症検査		
犬 2010	ジステンパーウイルスIgG抗体(フェレット)	血清 0.3
犬 2012	エンセファリトゾーンIgG抗体(ウサギ)	血清 0.3
犬 1321	エンセファリトゾーンIgM抗体(ウサギ)	血清 0.3
犬 5036	クラミジアシタシー抗原(トリ)	血清 0.2

コード	項目名	材料 (mL)
免疫学検査		
犬 2213	アレルギーセットA(環境①,②)	血清 0.7
犬 2214	アレルギーセットB(環境①,食物)	血清 0.7
犬 2215	アレルギーセットC(環境②,食物)	血清 0.9
犬 2216	アレルギーセットD(環境①,②,食物)	血清 0.9
犬 2210	アレルギー環境①	血清 0.4
犬 2211	アレルギー環境②	血清 0.4
犬 2212	アレルギー食物	血清 0.4
犬 201	直接クームステスト①	血清 0.2
犬 214	抗核抗体(ANA)	血清 0.3
犬 2035	抗アストロサイト自己抗体(犬)	血清 0.2
血中薬物検査		
犬 616	ゾニサミド	血清 0.2
犬 618	臭化カリウム	血清 0.3
犬 612	フェノバルビタール	血清 0.3
犬 146	シクロスポリン	血清 0.2
血液学検査①		
犬 990	血液型	血清 0.5
猫 991	血液型	血清 0.5
犬 4281	血球計算	血清 0.7
犬 4556	白血球分類	血清 0.7
犬 4887	網状赤血球数	血清 0.7
犬 7538	全血3点セット	血清 0.7
尿検査・結石分析		
犬 1008	UPC+C II NE	尿 1.0
犬 4674	UPC+UACセット	尿 1.0
犬 4675	尿中タンパク/クレアチニン比(UPC)	尿 1.0
犬 4676	尿中微量アルブミン/クレアチニン比(UAC)	尿 1.0
犬 1005	尿中CIIネオエイトブ/クレアチニン比(CII NE)	尿 1.0
犬 157	尿中NAG/クレアチニン比	尿 1.0
犬 4677	尿中コルチゾール/クレアチニン比(犬)	尿 1.0
犬 148	V-BTA(犬)①	尿 1.0
犬 412	尿中一般検査	尿 2.0
犬 416	尿沈渣	尿 2.0
犬 405	尿沈渣	尿 2.0
犬 601	結石分析	結石 10mg以上

①推奨検査実施時間・保存方法がございました。
詳細は最新版の検査一覧をご確認ください。

検査資材依頼欄	分離剤入り採血管	EDTA採血管	滅菌スピッツ管	マイクロチューブ	アプロチニン入り採血管	凝固検査用採血管	総合検査依頼書	検体ラベル	他()
---------	----------	---------	---------	----------	-------------	----------	---------	-------	------