

富士フイルム和光純薬株式会社
Wako Webセミナー

S2,3PSA%のトリセツ ～実臨床から考える上手な使い方～

公開日程 (オンデマンド配信)

2026年 2月 1日 (日) 9:00 ~
6月 30日 (火) 24:00

※ご参加には会員登録および視聴申し込みが必要です。

講師

畠山 真吾 先生 弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座 教授

講演内容 (講演時間 : 約30分)

本講演では、日本発の前立腺癌バイオマーカー「S2,3PSA%」の実臨床における有用性を解説します。本検査はPSAの癌性変化を捉え、診断精度を約2倍に向上させます。特に判定が難しいMRIカテゴリー3 (MRIのグレイゾーン) の症例や、炎症・尿閉の影響下でも安定した評価が可能です。さらに、phiとの併用や検診への導入により、不要な生検を約6割削減でき、医療コストの大幅な抑制も期待できる次世代の検査指標となり得るでしょう。

▽お申し込みフォーム

<https://diagnostic-wako.fujifilm.com/webinar/s23psa-6.html>

スマートフォンを
ご利用の方はこちら ▶



※会員登録済み (過去に弊社Webセミナーへ申し込まれた) 方は、お申し込みページ内の『既に登録済みの方はこちら』をクリックし、ログイン後に視聴申し込みを実施ください。

【お問い合わせ先】

富士フイルム和光純薬株式会社 臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
TEL:03-3270-9134